

TERAPIA NA ODDZIAŁACH OIOM

- ✓ stabilizuje funkcje oddechowe,
- ✓ skraca czas pobytu na oddziale intensywnej terapii,
- ✓ redukuje ryzyko wystąpienia powikłań w czasie pobytu na intensywnej terapii
- ✓ poprawia długoterminowe rokowania pacjentów

OIOM

Dostępna specjalna konfiguracja dla oddziałów OIOM (THERA-assist + kpl. miękko wyściełanych terapeutycznych pedatów ze stabilizacją nóg)

ZASTOSOWANIE I DANE TECHNICZNE

- ✓ Do ćwiczeń w pozycji leżącej, półleżącej lub siedzącej
- ✓ Do ćwiczeń kończyn górnych lub dolnych
- ✓ Do ćwiczeń z oprogramowaniem biofeedback THERA-soft, w tym z bazą danych pacjenta i analizą terapii (opcja)
- ✓ 4 programy wykrywania spastyki
- ✓ Moc silnika 300 Watt
- ✓ Elektryczna regulacja wysokości rotora
- ✓ Zakres prędkości obrotowej podczas ćwiczeń pasywnych : 1-100 obr./min
- ✓ Wzrost pacjenta: 120-200 cm
- ✓ Maksymalna waga pacjenta: 180 kg
- ✓ Automatyczne wykrywanie odległości rotora od łóżka lub leżanki pacjenta
- ✓ Automatyczne rozpoznawanie akcesoriów
- ✓ Automatyczne rozpoznawanie promienia obrotu
- ✓ Beznarzędziowy system wpięcia akcesoriów

PARAMETRY:

Długość: **89 cm**
Szerokość: **143 cm**
Wysokość: **118 - 158 cm**
szerokość łóżka / leżanki: **do 115 cm**
Ciężar: ok. **86,5 kg**

**NOWOŚĆ**

www.kalmed.pl

**Skuteczny
Bezpieczny
Intuicyjny**

THERA-Trainer bemo

Nowoczesny przyłóżkowy rotor do ćwiczeń aktywno-pasywnych



ZMNIJSZA RYZYKO
WYSTĄPIENIA
ZAPALENIA PŁUC

STYMULUJE
UKŁAD
SERCOWO-
NACZYNIOWY

- PRZYSPIESZA REGENERACJĘ UKŁADU NERWOWO-MIĘŚNIOWEGO,
- SPOWALNIA UTRATĘ MIĘŚNI,
- REGULUJE NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE

NOWOŚĆ

THERA-assist

- dodatkowy czujnik odległości
- sygnały audiowizualne
- wizualna pomoc w pozycjonowaniu pacjenta



THERA-soft
connectable +



NOWOŚĆ

T.drive

- silnik 300 Watt
- automatyczne rozpoznawanie akcesoriów
- automatyczne rozpoznawanie promienia obrotu
- beznarzędziowy system wpięcia akcesoriów



Szerokie zastosowanie

- ✓ do ćwiczeń kończyn górnych lub dolnych
- ✓ do ćwiczeń w pozycji leżącej, półleżącej lub siedzącej
- ✓ do ćwiczeń przy ustawieniu różnych promieni obrotu dla kończyny lewej lub prawej
- ✓ do ćwiczeń tylko jedną kończyną: górną lub dolną; lewą lub prawą



Funkcje dodatkowe

- ✓ łatwa higiena
- ✓ szybkie wpięcie pacjenta
- ✓ niewielkie wymagania przestrzenne
- ✓ elektryczna regulacja wysokości rotora