

Karta techniczna



Author:	THERA-Trainer		
Model: 632	Device: tigo	Last change:	24.02.2024

Urządzenie do rehabilitacji ruchem pasywnym i aktywnym
Urządzenie do rehabilitacji kończyn dolnych i górnych
Zastosowanie w pozycji siedzącej na krześle lub wózku inwalidzkim
Napęd rozluźniający łagodny rozruch i łagodne zakończenie ćwiczenia
Kolorowy wyświetlacz z funkcją dotykową, przekątna ekranu 7"
Program treningowy do rehabilitacji neurologicznej
Program treningowy do rehabilitacji ortopedycznej
Program treningowy ćwiczeń izokinetycznych
Program gry terapeutycznej BRAMKARZ
Funkcja ułatwiająca mocowanie stóp
Funkcja terapii przy braku jednej kończyny
Funkcja automatycznego dostosowania ilości obrotów do poziomu ćwiczenia aktywnego
Funkcja automatycznej zmiany kierunku ćwiczenia
Funkcja wykrywania aktywności pacjenta
Bieżąca kontrola symetrii terapii "BIOFEEDBACK" (Słupki)
Bieżąca kontrola koordynacji i symetrii terapii "BIOFEEDBACK" (Droga)
Bieżąca kontrola ćwiczeń koncentracji, koordynacji ruchowej, czasu reakcji i prędkości ćwiczenia BIOFEEDBACK (Gra Bramkarz)
"BIOFEEDBACK" pasywny dla pacjentów z paraplegią z informacją dotyczącą napięcia mięśniowego
Bieżący pomiar ilości obrotów
Bieżący pomiar zużytej energii
Bieżący pomiar osiąganego dystansu
Bieżący pomiar czasu ćwiczenia
Ustawienie kierunku rotacji
Ustawienie czułości wykrywania spastyki
Wybór programu rozluźniania spastyki
Ustawienie prędkości ruchu biernego
Raportowanie wyników ćwiczenia
Wyłącznik akustyczny
Ustawienie czułości mikrofonu wyłącznika akustycznego
Wyłącznik w sterowniku
Ustawienie kontrastu i podświetlenia wyświetlacza
Sygnalizacja akustyczna przycisków i funkcji urządzenia
System automatycznego wyłączania w stanie spoczynku
Regulacja wysokości oraz pochylenia rotora
Moduł do treningu kończyn górnych z regulacją w poziomie
Regulacja kąta nachylenia dotykowego ekranu sterującego
Regulacja promienia obrotu - dwu stopniowa - 75, 110 mm
Paski mocujące stopy
Stabilizacja łydek
Kółka transportowe
Całkowicie obudowany mechanizm zamachowy
Moc silnika 240W, z możliwością ponad 20-stopniowej regulacji
Poziom hałasu do 70 dB
Zasilanie 220V~, 50/60 Hz
Prosta dezynfekcja
Aparat wyposażony we wszystkie wymagane prawem zabezpieczenia