

Specyfikacja techniczna
THERA-Trainer balo standard
System dd pionizacji, poprzez trening aktywnego stania, ćwiczeń równowagi, koordynacji ruchowej, po trening wykroku na powierzchni
Mechanizm blokujący umożliwiający trening stania
Mechanizm odblokowujący umożliwiający trening dynamiczny z możliwością odchylania pozycji pacjenta do 6° lub 12° w każdym kierunku
Mechanizm zmiany oporu odchylania pacjenta - co najmniej 6 poziomów.
Indywidualne warianty ustawień, umożliwiające prowadzenie ćwiczeń na konkretne partie ciała i treningu faz ruchu, od stania po naukę
Podstawa z możliwością indywidualnego mocowania stóp
Peloty umożliwiające zablokowanie lub indywidualne mocowania kolan
Peloty umożliwiające mocowanie bioder
Regulowana wysokość płyty stołu terapeutycznego od 95 do 125 cm
Płyta stołu terapeutycznego zabezpieczająca przed uciskiem brzucha pacjenta
Wymiary: dł:118 szer:78 wys: 95 do 120 cm
Winda umożliwiająca pionizację pacjenta z uprzążą w rozmiarach M i XL
Wzrost pacjenta od 150 do 200 cm